

**Заштедете до 50%
од вашето масло
за фритеза**



**Уреди за филтрација
на масло & тестери
за масло**

Вашето решение - линијата производи ВИТО

Светски најновативниот систем за филтрирање на масло за пржење!

ВИТО систем за филтрирање масло: прочистува, обезбедува квалитет и штеди до 50%



Заштедете до 50%

Со ВИТО ќе заштедите, пари, масло, работна сила, простор за складирање и трошоци за достава!



Едноставно чистење

ВИТО е изработен од нерѓосувачки челик и затоа може да се пере во машина за садови. ВИТО се расклопува за лесно да се вклопи во било која машина за садови



Едноставно & безбедно ракување

Добијте чисто масло за само 5 минути. Ставете го ВИТО во фритеза на работна температура. Притиснете го копчето и готови сте!



Константен квалитет


ВИТО гарантира дека секогаш пржите во чисто масло што значи пржената храна е со висок квалитет.



ВИТО ефекти

Што прави ВИТО?



Секојдневно користење, ВИТО филтрите ги отстрануваат остатоците од храна и карбонизираните честички од вашето масло за пржење. Пржењето во чисто, филтрирано масло ќе допринесе за подобар вкус и изглед на храната. Животниот век на маслото ќе се зголеми, а потребното време за промена на масло и чистење на фритезата ќе се намали.



ВИТО преносливи уреди

Најдобриот светски систем за филтрирање на масло во фритеза!

Следете го користењето на вашите ВИТО ВМ и ВЛ од далечина и заштитете ја вашата инвестиција (потребна е Wi-Fi конекција) 



Прикажаните димензии на ВИТО се без садот за цедење



ВИТО 30
1-3 фритези до 12л. За лесен талог



ВИТО ВМ
1-4 фритези до 20л. За лесен до среден талог



ВИТО ВЛ
За сите фритези или оптеретена работа. За среден до тежок талог.

	Капацитет на филтрација	Ефикасност на филтрација	Задржување честички	Работен циклус	Длабочина на вшмукување	Тежина	Температура	Материјал ВИТО	Филтер за честички
Вито 30	до 30л/мин	до 5цм	0,8кг	4,5мин.	~20цм.	6,3кг.	макс.200°C	Нерѓосувачки челик 1.4301	Целулоза FDA-CFR 21
Вито ВМ	до 60л/мин	до 5цм	1,3кг	4,5мин.	~35цм.	7,7кг.	макс.200°C	Нерѓосувачки челик 1.4301	Целулоза FDA-CFR 21
Вито ВЛ	до 100л/мин	до 5цм	2,5кг	4,5мин.	~45цм.	8,8кг.	макс.200°C	Нерѓосувачки челик 1.4301	Целулоза FDA-CFR 21



made in Germany



Вито мобилен

Светски најновативен вакумски систем за филтрација



vitroconnect



Прилагодлива горна рачка



ВИТО ХМ


	сила на филтрација	ефикасност на филтрација	Навлегување на честички	сила на пумпање	Резервоар	Тежина	Температура	Материјал ВИТО	Филтер за честички
ВИТО XS	до 30л/мин.	до 5цм	10,7кг.	35л/мин	40л	45кг.	максимум 200°C	Нерѓосувачки челик 1.4301	Целулоза FDA-CFR 21
ВИТО ХМ	до 30л/мин.	до 5цм	10,7кг.	35л/мин	75л	55,8кг.	максимум 200°C	Нерѓосувачки челик 1.4301	Целулоза FDA-CFR 21
ВИТО XS	до 30л/мин.	до 5цм	10,7кг.	35л/мин	120л	64кг.	максимум 200°C	Нерѓосувачки челик 1.4301	Целулоза FDA-CFR 21

Тестер за масло за пржење

мерењето на квалитетот на маслото ги зголемува вашите заштеди
Променете го маслото во вистинско време-никогаш прерано, никогаш предоцна



Оптimalен опсег на пржење



параметар	резолюција	Опсег на мерење TPM	Опсег на мерење °C	Точност	батерија	IP формат	Функција за аларм	
FT 440	%TPM	0.5% TPM	0...40TPM	+50°C ... +200°C	±2.0% TPM ±1°C	3V Литиум (CR 2477)	IP 67	Светлосна функција со 3-семафорски бои



made
in
Germany



ВІТО

Застапен во 150 земји - се користи во преку 50.000 куќни





Линијата на производи VITO:

- заштедува до 50 од вашето масло
- подобар квалитет за вашите пржени производи
- помал обем на работа околу одржување на вашата фритеза

Увозник и дистрибутер за Македонија
Драква ДОО Скопје
ул.65 бр.1 нас.Волково Скопје
тел: +389 70 277 706
www.drakva.mk
info@drakva.com.mk



Производител
ВИТО АГ
ул.Елташтрасе 6, 78532 Тутлинген, Германија
Тел: +49(0)7461/96289-0
фах: +49(0)7461/96289-12
info@vito.ag - www.vito.ag

VITO® е заштитна марка на ВИТО АГ, Германија V 5.3

следете не на



#vitofilter